

Miele G 7883 Labor desinfektor Pesee ja desinfioi



MLT Multitronic Novo Plus ohjelmanohjaus, jossa 10 puhdistusohjelmaa

- 2 desinfiointiohjelmaa
- 6 osittain muunneltavaa yleispesuoohjelmaa
- 1 vapaasti ohjelmoitava pesuohjelma
- kylmähuuhtelu
- vedenpoisto

Kuivaus

- lämmitysvastuksin
- lämmönvaihtimen toiminta parantaa kuivaustulosta

Rakenne

- pesutila ja suihkuvarret korkealaatuista terästä
- kaksiseinä rakenne eristää tehokkaasti ääntä ja lämpöä
- irrotettavat seinäelementit helpottavat huolto- toimenpiteiden suoritusta

Profi Monobloc vedenpehmittin

- jatkuvatoiminen, tehokas

Lämmönvaihdin - höyrykondensaattori

- estää tehokkaasti höyryn ja kuuman ilman pääsemistä huonetilaan
- ei kuluta vettä

Sähköinen luukun lukitus

- henkilökunnan infektiosuoja
- desinfioinnin varmistus

Ohjelmakatkon varmistus

- ohjelma jatkuu sähkökatkon jälkeen
- desinfektion aikana tapahtuneen sähkökatkon jälkeen ohjelman uudelleen käynnistys

Tarkka puhdistus- desinfiointi- ja huuhtelulämpötilojen ylläpito

- erilliset anturit lämpötilan säätelyä ja valvontaa varten

Annostimet

- annostin pulverimaiselle pesuaineelle (luukussa)
- annostin nestemäiselle huuhteluaineelle (luukussa)
- annostin DOS 10/30 nestemäiselle apuaineelle
- lisävarusteena saatavana DOS Modul G 60 nestemäiselle pesuaineelle

Mittausmahdollisuus

- RS 232 EZI 040-A sarjaliitännäportti
- mittausliitännän ansiosta pesutilaan ja pestäviin välineisiin mahdollisuus liittää ulkopuolinen lämpötilantunnistin

Tyyppihyväksynät

- VDE, EMV, DVGW, IPx1, MDD 0366



Maahantuoja

Miele Oy / Professional
Porttikaari 6, 01200 Vantaa
puhelin (09) 875970
professional@miele.fi
www.miele-professional.fi