

Miele
PROFESSIONAL

Turvallista puhtautta
Miele G 7859 Hygiene astianpesukone



Miele
PROFESSIONAL

Hygiene 

Mielen G 7859 Hygiene astianpesukone - lisäsuojaa infektioita vastaan!

Mielen ammattikäyttöön tarkoitettu G 7859 Hygiene on tehty kohteisiin, joissa infektoriski on kohonnut.

Tällaisia ovat esimerkiksi:

- sairaaloiden vuodeosastot
- päiväkodit
- vanhainkodit

Miele G 7859 Hygiene astianpesukoneessa tehokas kiertovesipumppu, nerokas sihtijärjestelmä ja ennen kaikkea jokaisessa pesu- ja huuhteluvaiheessa uutta, puhdasta vettä ottava pesuteknikka takaavat erinomaisen pesutuloksen.

Miele G 7859 Hygiene on valmiiksi ohjelmoidun desinfioivan +85 °C loppuhuuhtelulämpötilan ansiosta sopiva kohteisiin, joissa on korkeat hygieniavaatimukset. Tällaisia ovat esimerkiksi päiväkodit, vanhainkodit, sairaalat ja muut hoitolaitokset, joissa infektiovaara on suuri. G 7859 -astianpesukoneessa on 3 pesuohjelmaa ja niiden pesu- ja huuhtelulämpötiloja voidaan säätää ohjelmakohtaisesti +30 °C...+93 °C sekä lämpötilan pitoaikaa 1...10 min. Kuumen lämpötilan aiheuttamat höyryhaitat eliminoidaan koneeseen vakiona kuuluvassa höyrykondensaattorissa, jolloin huonetilaan ei pääse kosteutta, ylimääräistä lämpöä eikä puhdistusaineiden sisältämiä tuoksuja.

Miele G 7859 Hygiene lyhyesti

- 3 pesuohjelmaa, joiden lämpötilat säädettävissä
- lyhin pesuaika 17 minuuttia
- höyrykondensaattori
- sähköliitännä 400 V, 3 x 16 A, liitännäteho 9,1 kW
- kylmä- ja kuumavesiliitännä
- mitat: K 85 (82) cm, L 60 cm, S 60 cm

Miele G 7859 Hygiene astianpesukoneen koreihin päivittäisastioiden asettelu on helppoa. Vakiokoreina ovat yläkori laseille, kupeille ja pienille lautasille sekä tasapohjainen alakori, jossa on kaksi irrotettavaa lautastelinettä ja kaksi irrallista välinekoria. Korien muokattavuuden ansiosta kaikenlaisten astioiden pesu on kätevää.

Miele G 7859 Hygienessä on vakiona pesupulverin ja huuhteluaineen annostimet sekä vedenpehmentin. Lisävarusteena on saatavissa nestemäisen pesuaineen automaattiannostin sekä erilaisia jalustoja ja lisäkoreja.



YHDENMUKAINEN
KONEDIREKTIIVIN
2006/42/EG
KANSSA



Tiesitkö, että:

Eurooppalainen konedirektiivi astui voimaan 29.12.2009. Konedirektiivin tarkoituksena on parantaa työturvallisuutta ja se edellyttää, että työnantaja hankkii ammattikäyttöön vain sellaisia laitteita, jotka on valmistettu direktiivin määräysten mukaisesti.

Kaikki Mielen Professional-laitteet täyttävät konedirektiivin 2006/42/EG vaatimukset.

Maahantuoja

Miele Oy / Professional
Porttিকাari 6, 01200 Vantaa
Puhelin (09) 875 970
Faksi (09) 875 97 299
professional@miele.fi
www.miele-professional.fi