

Validointi Dental-desinfektoreille

Validoinnissa tarkastetaan luotettavalla menetelmällä, että desinfektori toimii toistettavasti ennalta määriteltyjen kriteerien mukaan.



Mielen lämpödesinfektorien puhdistusmenetelmät ja optimaalisesti käyttöön sovitetut lisävarusteet tarjoavat ratkaisun erilaisten lääketieteellisten välineiden perusteelliseen ja turvalliseen puhdistukseen. Näiden ratkaisujen avulla tulokset on mahdollista toisintaa sekä yksinkertaisissa että vaativissa hammaslääkärin vastaanoton käyttökohteissa.

Validointi voidaan suorittaa Mielen Dental-desinfektorimalleille G 78xx ja suorituskyvyn tarkastus malleille G 77xx.

Validoinnin hyödyt asiakkaalle

- Varmuus laitteen suorituskyvystä
- laite puhdistaa aina ennalta määrättyllä tavalla
- Mahdollisten käyttövirheiden (mm. välineistön asettelu) korjaaminen
- optimitäyttömäärällä ja välineistön oikeanlaisella asettelulla on merkitystä pesutuloksen laatuun
- Virallinen dokumentti laitteen toiminnasta
- sekä asiakas että potilas voivat olla varmoja, että välineistö puhdistuu tarkoitetulla tavalla
- Asiakkaalle päivittäin tehtävien tarkastusten lista
- varmuus myös päivittäisen puhdistustuloksen oikeanlaisesta kontrolloinnista
- Ensivalidoinnissa tarkistetaan, että laitetoimitus vastaa sisältöä ja kokoonpano on asiallisesti dokumentoitu
- erinomainen pohja laadunvalvonalle
- Pienet huoltotyöt kuuluvat pakettiin
- päivittäinen toimintavarmuus
- käytetyistä varaosista myönnetään alennusta
- Asiakkaan omat laadunvarmistusmenetelmät (esim. TOSI-testi) voidaan sisällyttää testausprotokollaan
- EN 15883 mukainen testaus
- Asennus ei ole toimintakykytestaus

Ensivalidointi

- Asennustarkastus
- Käyttöönottotarkastus
- Käyttökoulutus
- Suorituskyvyn tarkastus
- Validointiraportit

Uudelleen validointi

- Suorituskyvyn tarkastus
- Validointiraportit

Suorituskyvyn tarkastus

- Lämpötilojen, vesimäärien, proteiinijäämien mittaukset
- Toimintojen tarkastusta (mm. varojärjestelmät)



Maahantuoja

Miele Oy / Professional
Porttikaari 6, 01200 Vantaa
puhelin (09) 875970
professional@miele.fi
www.miele-professional.fi